



融点測定装置 M-560/M-565 買い替え/増設サポートキャンペーン

ご好評につき、期間延長が決定!

2019年6月末まで
2019年12月末まで

目視のみで融点を測定したいお客様に!



+



サンプルローダー

SET A 融点測定装置M-560
サンプルローダー

品番:11067520

キャンペーン価格
¥800,000

目視タイプ 融点測定装置M-560(B-540後継機)

融点の自動検出で測定の効率化を図りたいお客様に(目視にも対応)!



+



サンプルローダー

SET B 融点測定装置M-565
サンプルローダー

品番:051998

キャンペーン価格
¥1,200,000

自動タイプ(目視対応) 融点測定装置M-565(B-545後継機)

融解動画や融解曲線をPCに取り込みたいお客様に!



+



サンプルローダー

SET C 融点測定装置M-565
サンプルローダー
融点モニターソフトウェア

品番:11060700

キャンペーン価格
¥1,350,000

自動タイプ(目視対応)

融点測定装置M-565
(B-545後継機)



融点モニター
ソフトウェア

サンプルの充填にお困りのお客様におすすめ!

サンプル充填用ツール サンプルローダー

- 手軽で迅速な試料充填をサポート
- 均一な充填で測定の再現性を確保
- 充填時の毛細管破損対策に



融点測定装置B-545(旧)とM-565(新)の比較

	B-545(旧)	M-565(新)
融点の自動検出方式	透過率の変化	反射率の変化 (画像解析)
操作メニューの日本語表示	×	○
管理者パスワードの設定	×	○ (オプション)
PC への結果転送	△	○

高精度の測定を可能にする最先端の融点検出方式



CCDカメラと最先端の画像解析技術の組み合わせにより、限りなく目視に近い測定を実現しました。

強着色サンプル、熱収縮サンプル、気泡発生サンプルなど光透過法では自動検出が難しいサンプルの測定も可能になりました！

M-560/M-565のサービス&サポート

融点測定の精度管理のために、定期的な校正作業は不可欠です。弊社では、さまざまなサービスを提供しております。

発行書類	校正	トレーサビリティ	IQ/OQ	バリデーション※
校正証明書	○	-	○	○
トレーサビリティ関連書類	-	○	-	-
IQ/OQ 書類	-	-	○	-
バリデーション証明書	-	-	-	○

※バリデーションでは、日本薬局方記載の6種類の適合性試験用試薬を用いてバリデーションを実施します。

Quality in your hands

SIBATA 製品のご用命は… **島津サイエンス東日本 株式会社**

<https://www.sse-shimadzu.co.jp> 本社(東京)

東京支店 TEL:03(6858)4740

西東京支店 TEL:042(402)6161

横浜支店 TEL:045(287)0700

殿町LICサテライト TEL:044(280)0350

藤沢支店 TEL:0466(99)0200

千葉支店 TEL:043(382)3300

市原支店 TEL:0436(79)0321

柏支店

つくば支店

埼玉支店

宇都宮支店

新潟支店

上越支店

MIC営業課

TEL:03(6858)4730

TEL:04(7132)2951

TEL:029(852)0321

TEL:048(663)1781

TEL:028(635)3077

TEL:025(286)7191

TEL:025(545)5240

TEL:04(7128)5051



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62

東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207

大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750

名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター (製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX: 048-933-1590

- このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年6月現在のものです。
- 製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。
- カatalogの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。
- 本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。
- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 有機溶媒を使用される際は、適切な排気装置が付いた部屋でご使用ください。