

1000 μ L (1mL) 以上を分注するならお買い得です!!

SIBATAオリジナル 分注器キャンペーン

期間: 2019年9月吉日~12月末日

1000 μ L (1mL) 以上の大容量を分注するなら柴田科学の分注器を試してみませんか!?

1: 安価

2: 高精度

3: メンテナンスがとても簡単

分子生物、培養、バイオ関係のお客様はもちろん、化学、食品、環境分析など様々な実験シーンでお使いいただけます。ピペットタイプ、連続分注可能なボトルトップタイプをご用意。
期間限定のため是非この機会をお見逃しなく!

マクロピペット

5年間保証

耐溶剤

高精度($\pm 1\%$)

再現性($\leq 1\%$)

- 大容量分注が可能
- 安心の5年保証付(50mL除く)
- 分注範囲別に5種類のラインナップ

通常価格
24,000円~

20%
OFF

キャンペーン価格
19,000円~



1~10mL

50mL

フィンガーディスペンサー

連続分注

高精度($\pm 1\%$)

再現性($\leq 0.2\%$)

- ボトルに取り付けずに連続分注が可能なピペット型ディスペンサー

通常価格
34,000円

20%
OFF

キャンペーン価格
27,000円



フィックス・ア・レット

連続分注

高精度($\pm 1\%$)

再現性($< 0.1\%$)

- ボトルトップタイプ
- シリコン栓タイプで三角フラスコなどの様々なガラス容器で使用可能

通常価格
18,200円~

20%
OFF

キャンペーン価格
14,500円



リビューレット

連続分注

高精度($\pm 1\%$)

再現性($< 0.1\%$)

- ボトルトップタイプ
- ねじ口タイプで試薬びん、ガロンびん、ねじ口びん等のガラス容器に使用可能

通常価格
22,000円~

20%
OFF

キャンペーン価格
17,500円~



各種仕様

マクロピペット

品目コード	品名	分注範囲mL	1目盛mL	精度%	再現性%	価格¥	キャンペーン価格¥
025060-01	マクロピペット 1mL	0.2~1	0.1	±1	≦1	24,000	19,000
025060-02	マクロピペット 2mL	0.4~2	0.1	±1	≦1	24,000	19,000
025060-05	マクロピペット 5mL	1~5	0.5	±1	≦1	24,000	19,000
025060-010	マクロピペット 10mL	2~10	0.5	±1	≦1	24,000	19,000
025050-50	マクロピペット 50mL	30,40,50	-	±1	≦1	45,000	36,000

20%
OFF

※50mLのみ5年保証の対象外となります。

※1~10mL付属品 チップ2本(025060-05、-010は1本)、グリス1個、ピン押し(治具)1個

※50mL付属品 スペーサー2個、チップ2本、チップノズル2本

フィンガーディスペンサー

品目コード	品名	分注範囲mL	1目盛mL	精度%	再現性%	価格¥	キャンペーン価格¥
025040-5	フィンガーディスペンサー 5mL	1~5	0.02	±1	≦0.2	34,000	27,000
025040-10	フィンガーディスペンサー 10mL	2~10	0.1	±1	≦0.2	34,000	27,000

20%
OFF

※付属品 チップ1本(ねじりピンは含まれません)

フィックス・ア・レット

品目コード	品名	分注範囲mL	1目盛mL	精度%	再現性%	シリコン栓No.	価格¥	キャンペーン価格¥
025140-5	フィックス・ア・レット 5mL	0.5~5	0.05	±1	<0.1	10	18,200	14,500
025140-10	フィックス・ア・レット 10mL	1~10	0.1	±1	<0.1	10	18,200	14,500
025140-20	フィックス・ア・レット 20mL	2~20	0.2	±1	<0.1	12	23,000	18,000
025140-50	フィックス・ア・レット 50mL	5~50	0.5	±1	<0.1	15	39,200	31,000
025140-100	フィックス・ア・レット 100mL	10~100	1	±1	<0.1	15	49,300	39,000

20%
OFF

※50mL、100mLには先管チューブセット(小)、ノズルキャップは付いていません。

20%
OFF

リビューレット

品目コード	品名	分注範囲mL	1目盛mL	精度%	再現性%	規格	びん容量L	価格¥	キャンペーン価格¥
025110-5	リビューレット 5mL びん 1L付	0.5~5	0.05	±1	<0.1	丸びん付(茶褐色)	1	27,000	21,500
025110-10	リビューレット 10mL びん 1L付	1~10	0.1	±1	<0.1	丸びん付(茶褐色)	1	27,000	21,500
025110-20	リビューレット 20mL ガロンびん付	2~20	0.2	±1	<0.1	ガロンびん	3.8	38,000	30,000
025110-51	リビューレット 5mL 本体	0.5~5	0.05	±1	<0.1	本体のみ	-	22,000	17,500
025110-101	リビューレット 10mL 本体	1~10	0.1	±1	<0.1	本体のみ	-	22,000	17,500
025110-201	リビューレット 20mL 本体	2~20	0.2	±1	<0.1	本体のみ	-	31,800	25,000
025120-5	リビューレット茶 5mL びん 1L付	0.5~5	0.05	±1	<0.1	丸びん付(茶褐色)	1	31,000	24,500
025120-10	リビューレット茶 10mL びん 1L付	1~10	0.1	±1	<0.1	丸びん付(茶褐色)	1	31,000	24,500
025120-20	リビューレット茶 20mL ガロンびん付	2~20	0.2	±1	<0.1	ガロンびん	3.8	43,000	34,000
025120-51	リビューレット茶 5mL 本体	0.5~5	0.05	±1	<0.1	本体のみ	-	26,500	21,000
025120-101	リビューレット茶 10mL 本体	1~10	0.1	±1	<0.1	本体のみ	-	26,500	21,000
025120-201	リビューレット茶 20mL 本体	2~20	0.2	±1	<0.1	本体のみ	-	36,000	28,500

※インレットチューブの材質はPTFEです。

※接続口はM26×P4mmです。

●このカタログに記載の価格および仕様、外観は2019年8月現在のものです。●製品改良のため、仕様および外観が予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。●カタログの色と実際の製品の色とは、多少異なる場合があります。●本カタログに記載の価格には消費税は含まれておりません。●ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。

SIBATA 製品のご利用は

島津サイエンス東日本 株式会社

<https://www.sse-shimadzu.co.jp>

東京支店 TEL:03(6858)4740
西東京支店 TEL:042(402)6161
横浜支店 TEL:045(287)0700
殿町LICサテライト TEL:044(280)0350
藤沢支店 TEL:0466(99)0200
千葉支店 TEL:043(382)3300
市原支店 TEL:0436(79)0321

本社(東京) 柏支店 つくば支店 埼玉支店 宇都宮支店 新潟支店 上越支店 MIC営業課

TEL:03(6858)4730
TEL:04(7132)2951
TEL:029(852)0321
TEL:048(663)1781
TEL:028(635)3077
TEL:025(286)7191
TEL:025(545)5240
TEL:04(7128)5051



SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.

柴田科学株式会社

本社 〒340-0005 埼玉県草加市中根 1-1-62
東京営業所 ☎03-3822-2111 福岡営業所 ☎092-433-1207
大阪営業所 ☎06-6356-8131 仙台営業所 ☎022-207-3750
名古屋営業所 ☎052-263-9310

<http://www.sibata.co.jp/>

カスタマーサポートセンター(製品の技術的サポート専用)

☎0120-228-766 FAX:048-933-1590